



MABOX MADE FOR DIABETE



**MALLETE ISOTHERME
SPECIAL DIABETIQUE**

■ ■ Brevet Français Publié à l'Inpi N° WO 2013014396 A1

Contact presse : Geoffroy Simon tél: 07 50 07 73 45
contact@mabox-diabete.fr – www.mabox-diabete.fr



LE DIABÈTE UNE MALADIE GRAVE



Le diabète est une maladie chronique auto-immune qui s'attaque aux cellules du pancréas qui produisent l'insuline. L'insuline sert à transformer le glucose de notre alimentation en énergie pour alimenter nos cellules.

Le diabète touche plus de 3,7 millions de Français et 56 millions d'Européens, 400 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque jour selon la Fédération Française des Diabétiques. Si les traitements existent pour soigner correctement la maladie, l'observance du traitement est indispensable, contraignante et aucune relâche n'est permise.

Le matériel et traitement sont encombrants, impressionnants, visibles et imposent de drastiques règles d'hygiène et de conditions de transport. L'insuline ne supportant ni le gel ni l'élévation de température, il devient impératif d'avoir un matériel adapté pour s'organiser au quotidien.

ETRE ORGANISE EST INDISPENSABLE



Au Quotidien, une personne diabétique insulino-dépendante à un minimum de 10 rendez-vous avec la gestion de sa maladie. 6 à 8 contrôles de glycémie et 4 injections d'insuline rythment la nuit et le jour. L'observance doit être régulière car elle est vitale pour le malade.

il devient impératif d'organiser le parcours de soins pour assurer la fréquence de l'observance de son traitement. Si les patients diabétiques sont formés dans leur centre de diabétologie afin de les guider dans la réalisation de leurs soins et dans leur régime alimentaire, Les difficultés d'organisation sont nombreuses et commencent à la maison.

MABOX est une pochette organisateur qui guide le patient et lui permet d'identifier immédiatement ce qu'il doit faire.

LES CHIFFRES

- 422 Millions de diabétiques dans le monde
- 60 Millions en Europe
- 3,7 Millions en France
 - dont 800 000 insulino-dépendants
 - 400 nouveaux cas par jour en France

LES RISQUES

- Une maladie chronique, contraignante qui concerne les enfants et les adultes
- Une des principales causes de maladies cardiovasculaires, rénales, de cécité et principale cause d'amputation en France
- Une profonde détresse car la maladie est 24h/24h, stigmatisante, et difficile à gérer

LE TRAITEMENT

- Le traitement contre le diabète est lourd Il impose des contrôles de glycémie et des injections d'insuline quotidiennes
- Une alimentation équilibrée et une activité physique régulière sont obligatoires
- Une bonne organisation des soins contribue à l'amélioration de l'équilibre glycémique

Mabox a été imaginée par une jeune personne diabétique déconcertée devant autant de matériel, aiguilles, insuline, lecteur, carnet... Un brevet Français validé auprès de 4000 patients diabétiques.

Bien plus qu'une simple pochette isotherme, MABOX est un outil pratique et efficace, recommandé par les centres d'éducation en diabétologie.





Toutes les étapes successives du parcours de soin du diabétique, à savoir le contrôle de la glycémie et les étapes d'injection de l'insuline, ont été décomposées et analysées afin d'organiser un cheminement simple et logique,

La Pochette a été conçue en respectant l'ordre des ces enchainements. A chaque emplacement correspond une étape précise et logique du traitement. Une conception validée par des professionnels de santé et des patients diabétiques!

Réaliser les soins en suivant ces 3 étapes est accessible à tous et sans aucune difficulté. Le patient visualise immédiatement le bon accessoire à utiliser et respecte les règles d'hygiène. Le matériel est accessible et bien en vue, Un patient bien guidé est un patient qui améliore la qualité de son observance.

1 Contrôle de la Glycémie

Le lecteur se range dans la poche extérieure. Il est accessible immédiatement et sans devoir ouvrir la totalité de la pochette. Le Carnet d'auto surveillance est également facilement accessible.

2 L'Injection d'Insuline

Le patient prend une aiguille Neuve dans la Box Noire repérée d'un logo Aiguille Neuve et son stylo à insuline dans le compartiment isotherme spécifique. Il réalise son injection.

3 Fin des Soins - Post Injection

Le patient peut ranger son Aiguille Usagée dans la Box Rouge repérée d'une aiguille barrée. Il repose son stylo dans son compartiment.

L'organisation du matériel à pour avantages:
Un Accès direct aux soins = Réduction du stress
Pas de confusion du matériel = Sécurité
Hygiène concernant l'aiguille à usage Unique.

MABOX EST INDISPENSABLE A LA MAISON ET SPECIALEMENT ADAPTEE A TOUS LES DEPLACEMENTS. CONTIENT JUSQU'A 30 JOURS DE TRAITEMENT ET CONSERVE L'INSULINE AU FRAIS JUSQU'A 12 HEURES



CHAQUE ACCESSOIRE EST RANGÉ DANS UN EMPLACEMENT ADAPTÉ POUR GUIDER LE PATIENT



EMPLACEMENTS SPÉCIFIQUES ISOTHERMES POUR STYLO INSULINE & FLACON INSULINE POMPE , KIT GLUCAGEN, CATHETERS, RÉSERVOIRS, AIGUILLES NEUVES & USAGÉES, LECTEUR GLYCÉMIE, CARNET, SUCRE, ORDONNANCE...

MABOX REMPLACE L'ARMOIRE À PHARMACIE DU DIABÉTIQUE AVEC UNE ORGANISATION ADAPTÉE AUX SOINS.



Les Aiguilles neuves sont stockées dans la Box Noire repérée d'un logo Vert. Elles sont facilement accessibles grâce à une large ouverture.

La Box Rouge est réservé au stockage temporaire des aiguilles usagées. Celui-ci se vide facilement dans un collecteur spécial déchet type DASRI.

L'INSULINE AUSSI EFFICACE QUE FRAGILE
ULTRA SENSIBLE À LA CHALEUR ET AU FROID



VOYAGER ET DIABETE C'EST POSSIBLE !
AVION, TRAIN, VOITURE, TRAVAIL, VACANCES...



L'insuline ne supportant ni le gel ni les températures élevées au dessus de 30°C, l'une des innovations significatives de la Pochette Mabox diabète, ce sont les rangements isothermes permettant le transport de l'insuline à des températures idéales comprises entre 2 et 8°C comme le prévoit les fabricants. Fini l'insuline transportée dans des glacières et autres sacs bricolés initialement prévus pour transporter des surgelés.

Une excellente isolation thermique spécifique pour conserver l'insuline dans les conditions préconisées par les laboratoires. La mallette Mabox Diabète fait le compromis entre l'isolation et la robustesse. Pour éviter les ponts thermiques, des mousses d'isolations ont été placées à des endroits stratégiques.



La pochette Mabox comprend également des rangements isothermes pour stylos insuline, flacons recharges d'insuline Pompe et le kit de glucagen.

Ils sont refroidis grâce à 2 Coldpack MABOX conformes à la norme Santé 99 S 700.

Les Coldpacks MABOX assurent une parfaite restitution du froid, régulière et progressive. Ils sont exclusivement fabriqués en France pour OPTIMIZ par la société KALIBOX leader de l'Emballage Pharmaceutique Isotherme.

Voyager en toute sécurité et enfin possible avec la pochette MABOX. Avec la plus longue autonomie de Conservation de l'insuline au frais, jusqu'à 12 heures entre 2 et 8°C, Voyagez en toute sécurité de Paris à New York.

Autorisée en cabine d'avion, MABOX est une solution de transport sécurisé "tout en un", les différentes fonctions et innovations des produits ont pour objectif d'accompagner la personne diabétique au quotidien et de l'aider à réduire son stress, facteur aggravant du dérèglement de la glycémie.

Fournie avec: 1 bandoulière, 1 carte «Je Suis Diabétique» 2 Gels Froid Norme NF - Poids : 1,2kg - Dimensions: 21 x 29 x 7 cm

Disponible en 3 couleurs: Rouge - Bleu - Noir



DES PRODUITS CONTROLÉS ET CERTIFIÉS



Les Pochettes MABOX sont conformes aux normes Françaises et aux directives Européennes.

Les Performances Isothermes des Pochettes MABOX sont certifiées en laboratoire accrédité ISO 17025 concernant le transport des insulines sous forme de cartouches ou de stylos, Conformes aux exigences du secteur santé Norme NF S 99-700

La conception unique des Pochettes MABOX est brevetée par l'Institut National de la Propriété industrielle. Pour protéger les utilisateurs des risques de produits contrefaits, les modèles et marque MABOX Diabète sont enregistrés à l'INPI. ■ ■





Distribution Commerciale : Internet www.mabox-diabete.fr & Pharmacies

Prix de vente moyen 64,95 euros TTC pour la Pochette MABOX Rouge réf MBXM005

Fournie avec 1 bandoulière, 1 carte «Je Suis Diabétique» + 2 Coldpacks Norme NFSanté - Dimensions: 21 x 29 x 7 cm (page A4)

Disponible en 3 couleurs: Rouge - Bleu- Noir

Contact presse : Geoffroy Simon - tél: 07 50 07 73 45
contact@mabox-diabete.fr - www.mabox-diabete.fr

OPTIMIZ SARL - 72 rue des Jacobins - 80000 Amiens