



MABOX

Die innovative Diabetikertasche
mit Isolierung und vielen Extras



PATENT N° WO 2013014396 A1

Kontakt : Geoffroy SIMON Telefon: +33 750 077 345
E-mail: contact@optimiz-medical.com www.mabox-diabete.fr

DIABETES IST EINE GROSSE VOLKSRANKHEIT



Diabetes ist eine chronische Autoimmunerkrankung, bei der die Zellen der Bauchspeicheldrüse nicht mehr genügend Insulin produzieren. Insulin benötigt der Körper um Glukose für die Energieversorgung in die Körperzellen einzuschleusen. Diabetes betrifft rund 60 Millionen Europäer.

Mehr als 1500 neue Fälle werden jeden Tag in Europa diagnostiziert. Es ist wichtig die Krankheit regelmäßig und gezielt zu behandeln.

Utensilien, die der Diabetiker täglich mit sich führen muss, nehmen viel Platz in Anspruch, und müssen immer griffbereit sein.

Insulin ist zudem als natürlicher Stoff temperaturempfindlich, und muss daher vor Temperaturschwankungen geschützt werden.

GUT ORGANISIERT ZU SEIN, IST UNERLÄSSLICH



Ein Diabetiker ist täglich ca. 10 mal mit seiner Krankheit beschäftigt. Blutzuckerkontrollen und Insulininjektionen finden Tags und Nachts statt.

Um eine ausreichende Behandlung der Krankheit zu garantieren ist eine gute Organisation von großem Vorteil

MABOX ist eine gut organisierte Diabetikertasche, die dem Nutzer alle Vorteile zur Behandlung seiner Krankheit liefert. Sie ist weit mehr als eine Kühltasche. Sie ist ein Organisationstalent, welches von vielen Diabetologen empfohlen wird.

ZAHLEN

422 Millionen Diabetiker weltweit
60 Millionen in Europa
> 6 Millionen in Deutschland
einschließlich 1 Million insulinabhängigem

RISIKEN

Eine chronische Erkrankung, für Kinder und Erwachsene.

Eine der Hauptursachen für Herz-Kreislaufkrankungen und Nierenschäden

Die Patienten müssen über 24 h Ihre Krankheit managen.

BEHANDLUNG

Die Behandlung gegen den Diabetes erfordert die tägliche Kontrolle des Glukosespiegels im Blut sowie tägliche Insulininjektionen

Eine ausgewogene Ernährung , sowie regelmäßige körperliche Aktivität sind unbedingt erforderlich

Eine regelmäßige Kontrolle der Blutzuckerwerte

Die Mabox wurde von einem jungen Diabetiker entwickelt, um viel Material wie Nadeln, Pens, Meßgerät, Sticks, Tupfer, etc. in einer Tasche unterzubringen, und nicht gleich als Diabetiker aufzufallen.



EINE EINFACHE HANDHABE IN 3 SCHRITTEN

Alle erforderlichen Schritte zur täglichen Behandlung des Diabetes sind in der Mabox übersichtlich organisiert.

Von der Zuckerkontrolle bis zur Entsorgung der verbrauchten Nadeln beinhaltet die Tasche alles.

Die einzelnen Schritte wurden in Zusammenarbeit von medizinischem Fachpersonal und Diabetikern entwickelt.

In 3 Schritten ist alles ohne Schwierigkeiten zugänglich. Der Patient erkennt sofort das richtige Zubehör und hält immer die Hygieneregeln ein. Das ganze Verbrauchsmaterial ist in der Tasche übersichtlich vorhanden. Dieses führt zu einer Guten Compliance.

1 Blutzucker zu kontrollieren

Das Gerät passt in die Außentasche. Es ist sofort verfügbar, ohne dass die gesamte Tasche geöffnet werden muss. Das Kontrollbuch ist ebenfalls leicht zugänglich.

2 Insulingabe

Der Patient nimmt sich eine neue Nadel aus der Black Box, verwendet sie am Pen, welcher sich in dem speziellen Isothermfach befindet.

3 Entsorgen der benutzten Materialien

Die benutzte Nadel und evtl. der verbrauchte Meßstick werden dann in der Red Box entsorgt.

Ein weiterer großer Vorteil ist, dass alle Teile übersichtlich angeordnet sind.

Die Mabox ist damit dem täglichen Gebrauch voll angepasst, und man kann den Bedarf für ca. 1 Monat darin verstauen.



ARBEITSABLÄUFEN BEDEUTET VERMEIDUNG VON STRESS DURCH STÄNDIGES SUCHEN DER UTENSILIEN. GROßER HYGIENEVORTEIL.



FOLGENDE TEILE LASSEN SICH BEQUEM DARIN TRANSPORTIEREN : NADELN, INSULIN STICKS, MESSGERÄT, TAGEBUCH, PEN, COLDPACK, AUSWEISS ETC...

DIE MABOX IST DER IDEALE PLATZ FÜR ALLE UTENSILIEN, DIE DER DIABETIKER BENÖTIGT.



Die neuen Nadeln werden in der Black Box mit dem grünen Logo gespeichert. Sie sind leicht zugänglich dank einer großen Öffnung.

Die Red Box ist für die vorübergehende Lagerung von gebrauchten Nadeln gedacht. Der Inhalt ist einfach in einem Abfallsammler für medizinische Abfälle zu entsorgen.

INSULIN SO EFFEKTIV WIE FRAGILE
ULTRA SENSITIVE GEGEN HITZE UND KÄLTE



Sicheres Reisen ist dadurch möglich
FLUGZEUG, ZUG, AUTO, ARBEIT, URLAUB ...



Insulin ist empfindlich gegen Hitze und Kälte. Eine der wesentlichen Neuerungen der Diabetes MABOX Tasche ist die isotherme Lagerung für Insulin bei der idealen Temperatur zwischen 2° und 8 °C, je nach Angabe des Herstellers für Insulin. Auffällige Kühltaschen werden nicht mehr benötigt.

Wir haben hier eine ausreichende Wärmedämmung, wie es alle führenden Hersteller von Insulin empfehlen. An den wichtigen Stellen wurde ein spezieller Dämmschaum verwendet.



Die Coldpacks MABOX kühlen entsprechend dem Health Standard 99 S 700 und sorgen für eine perfekte Kühlung, stetig und progressiv. Sie werden in Frankreich speziell für Optimierung hergestellt. KALIBOX ist ein führender Pharmaverpackungshersteller für Isotherme Systeme.



MABOX
DIABETE

SGS

inpi
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

cofrac
ESSAIS

Sicheres Reisen ist dadurch möglich. Bis zu 12 Stunden zwischen 2° und 8 °C garantieren z. B. eine sichere Reise von Paris nach New York.

Zugelassen für die Flugzeugkabine ist MABOX eine sichere Transportlösung "all in one", mit verschiedenen Funktionen und Produktinnovationen entwickelt. Soll sie jeden Tag den Diabetiker begleiten und ihm helfen, seine Krankheit sicher zu behandeln.

Lieferung mit 1 Schultergurt, 1 Karte "Ich bin Diabetiker", 2 Kalte Gels NF - Gewicht: 1,2 kg -
Abmessungen: 21 x 29 x 7 cm
Erhältlich in 3 Farben: Rot - Blau - Schwarz



FÜR PRODUKTE ZERTIFIZIERT



Die MABOX Taschen mit französischer Norm entsprechen den EU-Richtlinien. Die Isothermen Leistung von MABOX Taschen ist von einem ISO 17025 akkreditierten Labor für den Transport von Insulin in Kartuschen oder Stifte zertifiziert worden. Sie entspricht der Norm NF Gesundheitssektor Anforderungen S 99-700

Das einzigartige Design der MABOX Taschen wird vom Französischen Institut für gewerbliches Eigentum patentiert. Zum Schutz der Benutzer vor Gefahren von gefälschten Produkten, Modellen und Marken MABOX Diabetes sind mit dem INPI registriert ■ ■



Vertrieb über das Internet und Apotheken

In Deutschland über jede Apotheke zu bestellen.

Sowie direkt in der Apotheke am Bockelsberg

21335 Lüneburg 04131/44688 Dr. Felix Eggert

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte

Kontakt: Geoffroy SIMON Telefon: +33 750 077 345

E-Mail: contact@optimiz-medical.com

Website: www.mabox-diabete.fr